



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



<b>Produkt</b>	Medizinische, ETO sterile N95 FFP2 NR Atemschutzmaske 5-lagig, mit elast. Ohrschlaufen, wahlweise in zwei Größen (PSA)
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-012 (Verpackung in Deutsch und Englisch)
<b>Zertifizierung</b>	CE/EN 149:2001+A1:2009, CE 2797, lt. (EU) 2016/425
<b>Downloads</b>	Preisliste >> anklicken << Zertifikate >> anklicken <<
<b>Filter</b>	BFE Filterung $\geq 97\%$ mittels Hydro Charging-Meltblown-Verfahren
<b>Gebinde (VPE)</b>	10 Stk. einzeln verpackt pro Box, 660 Stk. im Karton



CAPULUS MEDICAL Services

Telefon + 49 40 307 772 15  
Fax + 49 40 414 870 25

E-Mail [info@capulus-medical.de](mailto:info@capulus-medical.de)  
Internet [www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)