



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Mullkompressen (MK)
Artikelnr.	cap-med-1300 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	EN 14079-VM 17 Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I, CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen
Charakteristik	Mullkompressen, extraweicher Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle, unsterile Mullkompressen sind sterilisierbar, eingeschlagene Schnittkanten.
Größe	8-lagig 5 cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm 12-lagig 5 cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 10 Packungen im Karton