



MaiMed® – MK steril, Mullkompressen

Produktdaten: Product Specification:

Produkt- beschreibung: Product Description:

Gebrauchsfertige Mullkompressen aus Verbandmull, steril, 17-fädig, nach DIN EN 14079-VM17, 100% Baumwolle.
Ready for use gauze swabs, made of gauze, sterile, 17-thread, according to DIN EN 14079-VM17, 100% cotton.

Bemerkungen: Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich.
For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen: Sizes:

MaiMed® – MK, steril, zu 100 x 1 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 100 x 1 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25017	4046153083183	-	42
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25018	4046153083206	-	30
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	100 x 1 Stk./ pcs.	25019	4046153083220	-	20

MaiMed® – MK, steril, zu 5 x 2 Stk., in Spenderbox /sterile, packed by 5 x 2 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	5 x 2 Stk./ pcs.	25010	4046153003341	08888812	420
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	5 x 2 Stk./ pcs.	25020	4046153003365	8888829	180
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	5 x 2 Stk./ pcs.	25030	4046153003389	08888835	144

MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 2 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 25 x 2 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25050	4046153003426	8888858	84
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25060	4046153003549	8888864	60
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25070	4046153003686	8888870	40
8-fach, gelegt 10 x 10 cm	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25080	4046153003846	8888887	20
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25090	4046153003969	2067416	56
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25100	4046153004102	2067379	45
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25110	4046153004287	2067362	30
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25120	4046153004485	2067356	12
16-fach/ 16-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25105	4046153004201	-	45

MaiMed® – MK, steril, zu 25 x 3 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 25 x 3 pcs., in a dispenser box


Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25021	4046153083022	-	56
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25022	4046153083046	-	40
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	25 x 3 Stk./ pcs.	25023	4046153083060	-	26

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – MK steril, Mullkompressen



Produktdaten: Product Specification:

Ausführungen: Sizes:

MaiMed® – MK, steril, zu 20 x 5 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 20 x 5 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25051	4046153003440	03180072	20
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25061	4046153003563	03180741	12
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25071	4046153003709	3181367	10
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25091	4046153003983	03182326	20
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25101	4046153004126	3183395	12
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25111	4046153004300	3183461	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25121	4046153004508	3184992	5
16-fach/ 16-ply	5 cm x 5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25096	4046153004041	9207607	20
16-fach/ 16-ply	7,5 cm x 7,5 cm	20 x 5 Stk./ pcs.	25106	4046153004225	9207613	12

MaiMed® – MK, steril, zu 250 x 5 Stk., lose im Karton / sterile, packed by 250 x 5 pcs., bulk in a carton

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	5 Stk./ pcs.	25119	4046153004461	–	250

MaiMed® – MK, steril, zu 10 x 10 Stk., in Spenderbox / sterile, packed by 10 x 10 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
8-fach/ 8-ply	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25052	4046153003464	3182266	20
8-fach/ 8-ply	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25062	4046153003587	03182289	12
8-fach/ 8-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25072	4046153003723	3182295	10
12-fach/ 12-ply	5 cm x 5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25092	4046153004003	3185773	20
12-fach/ 12-ply	7,5 cm x 7,5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25102	4046153004140	03185796	12
12-fach/ 12-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25112	4046153004324	3188228	10
12-fach/ 12-ply	10 cm x 12,5 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25132	4046153004683	09207671	8
12-fach/ 12-ply	10 cm x 20 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25122	4046153004522	9207702	5
16-fach/ 16-ply	10 cm x 10 cm	10 x 10 Stk./ pcs.	25118	4046153004447	9207725	10

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
Quality Management: EN 14079-VM 17

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

**Sterilisations-
methode:**

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Sterilisation Method:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % Cotton

Material:

Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de