



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Mullkompressen steril (MK)
Artikelnr.	cap-med-1301 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	MPG, Richtlinie 93/42/EWG, EN 14079-VM 17, CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Charakteristik	Mullkompressen, extraweicher Verbandmull, 17-fädig, 100 % Baumwolle, unsterile Mullkompressen sind sterilisierbar, eingeschlagene Schnittkanten.
Größe	8-lagig 5cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm 12-lagig 5cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 42 Packungen im Karton