

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – MKS unsteril

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz und eingeschlagenen Schnittkanten aus Verbandmull, unsteril, nach DIN EN 14079-VM 17. Sterilisierbar -A 121°C.

Ready for use gauze swabs with tucked cut edges Y-slit, made of absorbent gauze, non sterile, according to DIN EN 14079-VM 17. Sterilisable -A 121°C.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drains und Kanülen.

For external wound dressing, for covering drains and cannulas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – MKS, unsteril, in sterilisierbarer Papiertüte / non-sterile, in a sterile paperbag

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Größe/ Size | Pack.-Inhalt/ Content | Art.Nr./REF | EAN | PZN | Pack/VE |
|---|-----------------|--------------------------|-------------|---------------|----------|---------|
| 8-fach/ 8-ply | 5 cm x 5 cm | 100 Stk./ pcs. | 21910 | 4046153003068 | 00647954 | 10 |
| 8-fach/ 8-ply | 7,5 cm x 7,5 cm | 100 Stk./ pcs. | 21950 | 4046153003129 | 00647977 | 10 |
| 8-fach/ 8-ply | 10 cm x 10 cm | 100 Stk./ pcs. | 21980 | 4046153003167 | 09207576 | 10 |
| 12-fach/ 12-ply | 5 cm x 5 cm | 100 Stk./ pcs. | 21920 | 4046153003082 | 00120141 | 10 |
| 12-fach/ 12-ply | 7,5 cm x 7,5 cm | 100 Stk./ pcs. | 21960 | 4046153003143 | 00120158 | 10 |
| 12-fach/ 12-ply | 10 cm x 10 cm | 100 Stk./ pcs. | 21990 | 4046153003181 | 00120164 | 10 |

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 14079-VM 17

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle / 100 % cotton

Verbandmull 17-fädig (23 g/m²) / Gauze 17-thread (23 g/m²)

Symbole:

Symbols:

