



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Mull-Schlitzkompressen steril (MKS)
Artikelnr.	cap-med-1303 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	MPG, Richtlinie 93/42/EWG, EN 14079-VM 17, CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Charakteristik	Gebrauchsfertige Mull-Schlitzkompressen mit Y-Schlitz, Extraweicher Verbandmull, DIN EN 14079-VM 17, 17-fädig, 12-fach, 100 % Baumwolle.
Größe	5cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm (12-lagig)
Gebinde (VPE)	50 x 2 Stk. pro Packung, 20 / 12 / 10Packungen im Karton