

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – VK unsteril, Vlieskompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Vlieskompressen aus weichem Vliesstoff aus Viskose und Polyester, unsteril sehr saugfähig und hautverträglich.

Ready-to-use non-woven compresses made of soft non-woven material made of viscose and polyester, non-sterile.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung im Ambulanzbereich, auf der Station und im Erste-Hilfe-Bereich.

For external wound dressing in the ambulance-, ward- and First Aid area.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – VK, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
4-fach/ 4-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21210	4046153001422	08889409	20
4-fach/ 4-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21220	4046153001446	08889415	20
4-fach/ 4-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21230	4046153001484	08889421	20
4-fach/ 4-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21240	4046153001507	08889438	20
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	100 Stk./ pcs.	21260	4046153001521	01280088	20
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk./ pcs.	21270	4046153001545	01280094	20
6-fach/6-ply	10 cm x 10 cm	100 Stk./ pcs.	21280	4046153001569	01280102	20
6-fach/6-ply	10 cm x 20 cm	100 Stk./ pcs.	21290	4046153001606	01280119	20

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Flächengewicht 30 g/m² / Weight 30 g/m²

Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

Symbole:

Symbols:

