



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Vlieskomresse (VK)
Artikelnr.	cap-med-1304 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
Charakteristik	Vlieskompressen, aus sehr weichem Vliesstoff. Sehr saugfähig, hautverträglich und luftdurchlässig. Unsterile Vlieskompressen sind sterilisierbar.
Größe	4-lagig 5cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm 6-lagig 5cm x 5cm / 7,5cm x 7,5cm / 10cm x 10cm
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 20 Packungen im Karton