

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – VKS steril, Vliesschlitzkompressen



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Vlies-Schlitzkompressen aus Vliesstoff und Polyester, steril.
Ready for use non-woven swabs with Y-slit, made of non-woven fabric and polyester, sterile.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung, zum Abdecken von Drainagen und Kanülen.
For external wound dressing, for covering drains and cannulas.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – VKS, steril, zu 25 x 2 Stk., in einer Spenderbox / sterile, packed by 25 x 2 pcs., in a dispenser box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
6-fach/6-ply	5 cm x 5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25350	4046153005321	01280154	84
6-fach/6-ply	7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25360	4046153005345	01280160	60
6-fach/6-ply	10 cm x 10 cm	25 x 2 Stk./ pcs.	25370	4046153005383	01280177	40

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG / MDA, Directive 93/42/EEC
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse Is / CE- Classification: Class Is

Sterilisations- methode:

Sterilisation Method:

Ethylenoxid (EO) / Ethylene-oxide (EO)

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

 5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Flächengewicht 30 g/m² / Gammage 30 g/m²
Chlorfrei gebleicht / bleached chlorine-free

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de