

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed<sup>®</sup> – Pad unsteril



#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt-

#### beschreibung:

Product Description:

Gebrauchsfertige Saugkompressen aus Vliesstoff mit Zellulosekern, unsteril.

Ready for use absorbent pads, made of non-woven fabric with cellulose core, non sterile.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung stark sezernierender Wunden.

For external wound dressing of very secretory wounds.

#### Ausführungen:

Sizes:

MaiMed<sup>®</sup> – Pad, unsteril, zu 25 Stk., in Polybeutel / non sterile, packed by 25 pcs., in a polybag

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 10 cm	25 Stk./ pcs.	21300	4046153001620	2070789	63
Saugkomresse / Absorbent pad	10 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21310	4046153001644	2070795	36
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 20 cm	25 Stk./ pcs.	21330	4046153001682	2070803	16
Saugkomresse / Absorbent pad	20 cm x 40 cm	25 Stk./ pcs.	21340	4046153001705	2070826	8

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Polypropylen-Vliesstoff (Umhüllung) / Polypropylene non-woven fabric (covering)

SMS-Vliesstoff, feuchtigkeitsundurchlässig (Umhüllung) / SMS non-woven fabric, protects against moisture

Zellulosekern (Kern) / Cellulose (Core)

#### Symbole:

Symbols:

