



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Saugkomresse Pad
Artikelnr.	cap-med-1306 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
Charakteristik	Gebrauchsfertige Saugkompressen. Vliesstoff mit Füllung aus Zellulose. Nicht wundhaftend. Rundum geschlossen. Sehr hohes Saugvermögen. Blaues Spezialvlies schützt vor Durchdringen von Wundsekret. Unsterile Saugkompressen sind sterilisierbar.
Größe	10cm x 10cm / 10cm x 20cm / 20cm x 20cm/ 20cm x 40cm
Gebinde (VPE)	25 x 2 Stk. pro Packung, 63 / 36 / 16 / 8 Packungen im Karton