



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed Mulltupfer (MT)
Artikelnr.	cap-med-1308 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	MPG, Richtlinie 93/42/EWG, CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Charakteristik	Gebrauchsfertige Schlinggazetupfer aus einem Mullzuschnitt. Verbandmull, 20-fädig. DIN EN 14079-VM 20. 100 % Baumwolle. Schnittkanten so verschlungen, dass diese sicher im Inneren liegen. Gute Saugfähigkeit. Unsterile Mulltupfer sind sterilisierbar.
Größe	10cm x 10cm / 15cm x 16cm / 20cm x 20cm
Gebinde (VPE)	500 Stk. pro Packung, 45 / 50 / 55 Packungen im Karton