

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### Mainasal<sup>®</sup> – flex

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt- beschreibung:

Product Description:

Nasenverband mit weichen und zylindrischen Tamponaden und angebrachten, flexiblen Bändern zur Fixierung hinter den Ohren.

Nasal dressing with soft, cylindric pad and attached flexible bands for fastening behind the ears.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Zur äußeren Wundversorgung sowie zur postoperativen Blut- und Wundsekret Aufnahme.  
For external wound dressing, as well as for the post-operative absorption of blood and secretion.

#### Ausführungen:

Sizes:

Mainasal<sup>®</sup>– flex, unsteril, zu 20 Stk. verpackt / non-sterile, by 20 pcs., in a box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Größe 1/ size 1	6 cm, Ø 3 cm	20 Stk./ pcs.	75115	4046153030828	4387496	100

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

#### Material:

Material:

Bänder: 100 % Polyamid

Ties: 100 % polyamide

Kern: 25 % Baumwolle, 25% Zellwolle; 50%Vlies

Länge: ca. 6 cm, Durchmesser: ca. 3 cm

Core: 25% cotton, 25% rayon staple, 50% non-woven fabric  
length: approx. 6 cm, diameter: approx. 3 cm

#### Symbole:

Symbols:

