



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Maielast Fixierbinde glatt
Artikelnr.	cap-med-1501 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I, DIN 61634, CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungstufen
Charakteristik	Weißer, elastischer Fixierbinde, unsteril, aus Polyester. Mit gewebten Kanten und mittlerem Zug. Breitenstabil, luftdurchlässig.
Größe/n	4 cm x 4m / 8 cm x 4m / 12 cm x 4m
Gebinde (VPE)	20 Stk. pro Packung, 28 Packungen im Karton

CAPULUS MEDICAL Services

Telefon + 49 40 572 857 43
Fax + 49 40 298 593 36

E-Mail info@capulus-medical.de
Internet www.capulus-medical.de