

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Maielast[®] – glatt LUX

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt-

beschreibung:

Product Description:

Weißer, hochwertiger, elastischer Fixierverband, unsteril, aus Polyester. Mit gewebten Kanten und mittlerem Zug. Breitenstabil und luftdurchlässig.
 White, high quality, elastic fixation bandage, non sterile, made of polyester. With woven edges and medium stretch. Steady width and breathable.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Befestigung von Wundauflagen, für Fixierverbände aller Art.
 Suitable for fixation of wound dressings, for all types of fixation bandages.

Ausführungen:

Sizes:

Maielast[®] – glatt LUX, unsteril, einzeln in Cellophan/non sterile, single packed in cellophane

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
mittel Zug/med. stretch	4 cm x 4 m	weiß/white	○ 1 Stk./pcs.	61011	4046153015146	00119586	28 x 20
mittel Zug/med. stretch	6 cm x 4 m	weiß/white	○ 1 Stk./pcs.	61021	4046153015269	00119592	20 x 20
mittel Zug/med. stretch	8 cm x 4 m	weiß/white	○ 1 Stk./pcs.	61031	4046153015382	00119600	14 x 20
mittel Zug/med. stretch	10 cm x 4 m	weiß/white	○ 1 Stk./pcs.	61041	4046153015504	00119617	12 x 20
mittel Zug/med. stretch	12 cm x 4 m	weiß/white	○ 1 Stk./pcs.	61051	4046153015627	00119623	10 x 20

Maielast[®] – glatt LUX, unsteril, zu 20 Stk. lose in Box/non sterile, 20 pcs. loose in box

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack./VE
mittel Zug/med. stretch	4 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61014	4046153015184	02072995	28
mittel Zug/med. stretch	6 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61024	4046153015306	02073055	20
mittel Zug/med. stretch	8 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61034	4046153015429	02073061	14
mittel Zug/med. stretch	10 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61044	4046153015542	02073078	12
mittel Zug/med. stretch	12 cm x 4 m	weiß/white	○ 20 Stk./pcs.	61054	4046153015665	02073084	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
 European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Polyester; Dehnbarkeit ca. 60 %, gedehnte Länge ca. 4 m
 60 % polyester; stretchability approx. 60 %, stretched length approx. 4 m.

Symbole:

Symbols:

