



## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



<b>Produkt</b>	Maielast Fixierbinde LUX glatt
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-1502 (Verpackung in Deutsch)
<b>Zertifizierung</b>	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
<b>Charakteristik</b>	Weißer, hochwertiger, elastischer Fixierverband, unsteril, aus Polyester. Mit gewebten Kanten und mittlerem Zug. Breitenstabil und luftdurchlässig.
<b>Größe</b>	4 cm x 4m / 8 cm x 4m / 12 cm x 4m
<b>Gebinde (VPE)</b>	1 Stk. pro Packung, 28 x 20 Packungen im Karton