



UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Maielast Dauerelastische Binde universal stretch
Artikelnr.	cap-med-1503 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
Charakteristik	Weißer, dauerelastischer Verband. 58 % Baumwolle, 34 % Polyamid, 8 % Elasthan. Dehnbarkeit ca. 140 %. Gedeckte Länge ca. 5 m. Latexfrei. Mit mittlerem Zug.
Größe	4 cm x 5 m / 8 cm x 5 m / 10 cm x 5 m
Gebinde (VPE)	10 Stk. pro Packung, 24 Packungen im Karton