



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Meditrade Lagenkrankenunterlage Basic
Artikelnr.	cap-med-1602-1 bis 1602-3 (Verpackung in Deutsch)
Material	Hydrophiles Spinnvlies, Saugschicht aus Zellstoffwatte.
Zertifizierung	EN ISO 13485:201293/42/EWG /EEC: Medizinprodukt der Klasse I
Größe	40x60cm, 6/10/12-lagig
Gebinde (VPE)	200/200/100 Stk pro Packung, 1 Packung im Karton