

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Meditrade[®] – Krankenunterlage



Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Krankenunterlagen aus saugstarken Zellstofflagen, um Flüssigkeiten aufzunehmen, mit Vliesauflage und Nässeschutz durch geprägte Polyethylen-Folie, 4-seitig geschlossen und undurchlässig mit geruchsbindenden Wirkstoffen. Mit undurchlässiger, rutschfester Außenfolie.

Patients underpads made from high absorbent cellulose in order to absorb liquids, with non-woven padding and moisture barrier due to polyethylene-foil, closed on all 4 sides and impermeable with flavour absorbing substances. With impermeable, non-slip external foil.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.

For covering and protection of mattresses, couches and stretchers of bedridden patients.

Ausführungen:

Sizes:

Meditrade[®] – Krankenunterlage, unsteril, im Karton/non-sterile, in a carton

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Absorption/ Absorption	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
4-lagig, leichte Qualität/ 4-layers, light quality	40 x 60 cm	190 g ± 10 %	blau/blue	10 x 20 Stk./pcs.	76425	4046153124299	13984009	1
4-lagig, leichte Qualität/ 4-layers, light quality	60 x 60 cm	280 g ± 10 %	blau/blue	10 x 15 Stk./pcs.	76426	4046153124312	13984015	1
4-lagig, leichte Qualität/ 4-layers, light quality	60 x 90 cm	490g ± 10 %	blau/blue	10 x 15 Stk./pcs.	76427	4046153124336	13984044	1
6-lagig, leichte Qualität/ 6-layers, light quality	60 x 60 cm	360 g ± 10 %	blau/blue	15 x 10 Stk./pcs.	76423	4250016410201	00560213	1
6-lagig, leichte Qualität/ 6-layers, light quality	40 x 60 cm	250 g ± 10 %	blau/blue	10 x 20 Stk./pcs.	76424	4250016410157	02426826	1
6-lagig, leichte Qualität/ 6-layers, light quality	60 x 90 cm	615 g ± 10 %	blau/blue	10 x 10 Stk./pcs.	76428	4250016410232	00560259	1
8-lagig, leichte Qualität/ 8-layers, light quality	60 x 90 cm	660 g ± 10 %	blau/blue	10 x 10 Stk./pcs.	76739	4250016410249	00560331	1
8-lagig, leichte Qualität/ 8-layers, light quality	40 x 60 cm	270 g ± 10 %	blau/blue	10 x 20 Stk./pcs.	76731	4250016410164	00559612	1
12-lagig, schwere Qualität/ 12-layers, heavy quality	60 x 60 cm	560 g ± 10 %	blau/blue	10 x 10 Stk./pcs.	76421	4046153124268	13983990	1
12-lagig, schwere Qualität/ 12-layers, heavy quality	60 x 90 cm	800 g ± 10 %	blau/blue	10 x 5 Stk./pcs.	76422	4250016410263	00561046	1

Qualitätssicherung:

Quality Management:

Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745

Medical Device Regulation (EU) 2017/745

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

Tissue-Papier, Vliesstoff, Polyethylen-Folie

Tissue-Paper, Non-woven fabric, Polyethylene-foil

Symbole:

Symbols:

