



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed- Krankenunterlage Sorb mit Flockenfüllung
Artikelnr.	cap-med-1607 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	CE- Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
Charakteristik	Krankenunterlagen mit saugstarker Flockenfüllung, um Flüssigkeiten aufzunehmen, mit Vliesauflage, 4-seitig geschlossen, undurchlässig mit. Mit flüssigkeitsundurchlässiger, rutschfester Außenfolie.
Größe	60cm x 90cm
Gebinde (VPE)	4x 25 Stk. pro Packung, 1 Packung im Karton