

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:  
2019-08

## BeeSana® Nierenschale / BeeSana® Kidney dish



### Produkt / product

Unsteril, Pappe / non-sterile, cardboard:

REF	Größe (L X B X H) / Size	Farbe / color	Stück pro Packung / pieces per pack	PZN
9400	255 X 150 X 48 mm	Grau / gray	300	01082164

Steril, Kunststoff / sterile, plastic:

REF	Größe (L X B X H) / Size	Farbe / color	Stück pro Packung / pieces per pack	PZN
4249	700 ml	Blau / blue	12 Stück	---

### Allgemeine Informationen / General information

#### Materialzusammensetzung / Material composition

100% Recyclingpapier / 100% recycled paper

#### Allgemeine Hinweise/ General remarks



#### Qualitätszertifikate / Quality certificates

EN ISO 13485\_2016; 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang IX (Regel 1 + Regel 4); steril: Klasse Is Regel 4 / Medical product of class I acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4); steril: class Is rule 4

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).