



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Schutzkittel Coat ViruGuard, 30g einweg
Artikelnr.	cap-med-415
Charakteristik	<ul style="list-style-type: none">- Mit Verschlussbändern am Hals und an der Taille- Baumwollbündchen am Ärmelabschluss (latexfrei)- Rückenbereich atmungsaktiv- Hoch flüssigkeits- und partikelabweisend
Material	Polypropylen-Vliesstoff, unsteril
Zertifizierung	EN 13795, ISO 16604, ISO 22610, ISO 22612, DIN EN 14126:2005 CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Farbe, Größe	Gelb, Universalgröße (140 x 140cm)
Gebinde (VPE)	10 Stk. pro Verpackung