



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

<b>Produkt</b>	Meditrade 3000 Nitrilhandschuh KATIII (unsteril)
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-916 (Verpackung in Deutsch, mehrsprachig)
<b>Zertifizierung</b>	Klasse I / (EU) 2017/745, Klasse III / (EU) 2016/425, EN 455-1 / -2 / -3/ -4, EN 374-1 / -2 / -4 / -5; EN 16523-1; EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 13485:2016, AQL 1,5
<b>Nutzung</b>	Uneingeschränkte Nutzung in der Medizin und Lebensmittelbranche
<b>Größe/Farbe</b>	S – XL / Weiß
<b>Gebinde (VPE)</b>	100 Stk. pro Box, 10 Boxen im Karton