



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT

Produkt	Meditrade Industrie Nitril-Handschuh Einmalhandschuhe Stellar Grip (unsteril) mit Diamantenstruktur, puder- und latexfrei
Artikelnr.	cap-med-923 (Verpackung in Deutsch, mehrsprachig)
Zertifizierung	PSA Schutzausrüstungsklasse III gemäß (EU) 2016/425, EN 455, EN 374, EN ISO 21420, EN ISO 13485:2016, AQL 1,5
Wandstärke	Min. 0,13mm
Gewicht	ca. 6,5 ± 0,3g
Nutzung	Anatomische Passform, widerstandsfähig gegen Chemikalien (Typ B) und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Größe/Farbe	S – XXL / schwarz
Gebinde (VPE)	50 Stk. pro Box, 10 Boxen im Karton