



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	Meditrade Vinylhandschuhe 2000 puderfrei (PF)
Artikelnr.	cap-med-930 – cap-med 930-4 (Verpackung mehrsprachig)
Material	Vinyl, puderfrei, latexfrei, Polyvinylchlorid, Diisononylphthalat, D80, Ca-Zn-Stabilisator
Zertifizierung	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745), EN 455-1 /-2 /3/-4, EN ISO 13485:2016
Größe/Farbe	XS – XL / naturweiß
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 10 Packungen im Karton