



www.capulus-medical.de

UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



Produkt	MaiMed- Black LX Latexhandschuhe unsteril PF (puderfrei)
Artikelnr.	cap-med-957 bis cap-med-957-3 (Verpackung in Deutsch)
Zertifizierung	EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
Charakteristik	Einmal-U-Handschuh aus dünnem Latex mit leicht texturierter Oberfläche.
Größe/Farbe	S-XL / Schwarz
Gebinde (VPE)	100 Stk. pro Packung, 10 Packungen im Karton