

PRODUKTDATENBLATT



Produkt	BeeSana SMS Schutzkittel 40g, unsteril, einweg, 3-lagig
Artikelnr.	cap-med-cap-med-410
Verpackungseinheit (VPE)	10 Stk. Pro Packung, 5 Packungen pro Karton, insgesamt 50 Kittel im Karton (Verpackung in Deutsch)
Material	40g, Spin-Vliesstoff, Meltblown-Vliesstoff (SMS) Material
Farbe / Größen	blau – Einheitsgröße (115 x 150 cm)
Zertifizierung, Herstellung	Notified Body Identification-Nr. 3597, EN ISO 13485:2016 und EN 13795 zertifiziert
Schutzklasse	93/42/EWG Medizinprodukt der Klasse 1, Viren- und Keimdichtigkeit nach DIN EN 14126:2005, DIN EN ISO 16604, DIN EN ISO 22612, DIN EN ISO 22610
Eigenschaften	Hoher Barrierschutz vor Flüssigkeiten, Keimen Blickdicht, fusselarm, reißfest, atmungsaktiv, hoher Tragekomfort Verschlussbänder am Hals, sowie Trikotbündchen als Ärmelabschluss
Anwendungsbereich	Geeignet für den Gebrauch auf Isolierstationen, in der Altenpflege, für Krankenhauspersonal, Patienten und Besucher
Abmessungen / Gewicht	39,5 x 29 x 31 cm (LxBxH), 9,8 kg Karton

CAPULUS übernimmt keine Gewährleistung/ Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Hersteller bereitgestellten Informationen und Daten. Das Produkt kann vom o.g. Bild abweichen.

Kontakt / Bestellungen:

Tel: +49 40 307 772 15
E-Mail: info@capulus-services.de
Anfragen: Bestellformular Geschäftskunden
Internet: CAPULUS Medical Services