



[www.capulus-medical.de](http://www.capulus-medical.de)

## UNSERE VERANTWORTUNG FÜR IHRE GESUNDHEIT



<b>Produkt</b>	Meditrade Latexhandschuhe Gentle Skin compact+
<b>Artikelnr.</b>	cap-med-952 – cap-med 952-4 (Verpackung mehrsprachig)
<b>Material</b>	Latexuntersuchungshandschuh, naturweiß, puderfrei, unsteril, texturiert, Rollrand, beidhändig passend, nur für den Einmalgebrauch
<b>Zertifizierung</b>	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745), EN 455-1 /-2 /3/-4, EN ISO 13485:2016
<b>Größe/Farbe</b>	XS – XL / naturweiß
<b>Gebinde (VPE)</b>	100 Stk. pro Packung, 10 Packungen im Karton