

**EUMEPRO OP-Maske / EUMEPRO surgical mask**

Medizinische Gesichtsmaske / Medical face mask


**Technische Informationen / technical information**

REF	Größe / size	Farbe / colour	Typ / type	Verpackung / packaging
0400101001050	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Weiß / white	II	50 St. / Beutel / 50 pc. / bag
0500101001050	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Weiß / white	IIR	50 Stk. / Beutel / 50 pc. / bag
050K20	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Weiß / white	IIR	50 Stk. / Box / 50 pc. / box
050K21	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Blau / blue	IIR	50 Stk. / Box / 50 pc. / box
050K6	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Weiß / white	IIR	50 Stk. / Box / 50 pc. / box
0500101001010	Ca. 17,5 x 9,5 cm	Weiß / white	IIR	10 St. / Beutel / 10 pc. / bag

**Allgemeine Informationen / General information**

**Produktbeschreibung / Product description** OP-Maske, weiß, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /  
 Surgical mask, white, non-sterile, for single use only

**Anwendung / Application** Für sämtliche Anwendungen im OP-sowie Stationsbereich zum Schutz für Anwender und Patienten. /  
 For all applications in the operating room and ward area to protect users and patients.

**Inhaltsstoffe / Ingredients** SMS-Aufbau: Spinnvlies – Meltblown – Spinnvlies /  
 SMS structure: spunbond - meltblown - spunbond

**Regulatorische Informationen / regulatory information**

**Kategorie / Category** Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
 Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745

**Normen / Standards** DIN EN 14683:2019-10, DIN EN 10993-5

**Hinweis / Note** Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch /  
 This product is for single use only



**Hersteller / Manufacturer** EUMEPRO GmbH, Liebingstr. 38, 74211 Leingarten