

BeeSana® Mullschlitzkomresse / BeeSana® Slit gauze swab

Unsere sterile Mullkomresse mit Y-Schnitt /
Our sterile gauze dressing pad with Y-slit



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Verpackung / Packaging	PZN
4158	Ca. 10 x 10 cm	100 x 2 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per package.; 8 packages per carton	03870954
4115	Ca. 5 x 5 cm	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01916669
4116	Ca. 7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01916652
4117	Ca. 10 x 10 cm	25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package.; 16 packages per carton	01916646

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung / Product description	Nicht-invasive Wundauflage, zur Wundversorgung mit Drainagen, Kanülen, Tracheotomien und Verlängerungen, steril, nur für den Einmalgebrauch / Non-invasive wound dressing, for wound care with drains, cannulas, tracheotomies and extensions, sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton nicht absichtlich mit Naturkautschuklatex, PVC und DEHP hergestellt / not intentionally made with natural rubber latex, PVC and DEHP
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG / Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC
Normen / Standards	EN 14079:2003

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.

BeeSana Mullschlitzkomresse / Slit gauze swab

Unsere Klassische mit Y-Schnitt / Our classic with Y cut





Technische Informationen / technical information

REF	Lagen / Layers	Größe / Size	Farbe / Colour	PZN
4158	8-fach / 8 ply	10 x 10 cm	Weiß / white	03870954
4115	12-fach / 12 ply	5 x 5 cm	Weiß / white	01916669
4116	12-fach / 12 ply	7,5 x 7,5 cm	Weiß / white	01916652
4117	12-fach / 12 ply	10 x 10 cm	Weiß / white	01916646

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description	Mullkomresse aus Verbandmull, Y-Schnitt, eingeschlagene Schnittkanten, einfach steril, nur für den Einmalgebrauch / Gauze compress made of gauze, Y-cut, folded cut edges, single sterile, for single use only, for single use only
Anwendung / Application	Zur Wundversorgung bei Drainagen, Kanülen und Tracheotomien. / For wound care with drains, cannulas and tracheotomies.
Inhaltsstoffe / Ingredients	100 % Baumwolle / 100 % cotton Frei von Latex / Free of Latex
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	4158: 100 x 2 Stück pro Packung; 8 Packungen pro Karton / 100 x 2 pcs per package; 8 packages per carton 4155, 4116, 4117: 25 x 2 Stück pro Packung; 16 Packungen pro Karton / 25 x 2 pcs per package; 16 packages per carton Hinweis: Verkauf nur in vollen Versandeinheiten / Note: Sale only in full shipping units

Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse Is gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class Is according to directive 93/42/EEC	MD
Hinweis / Note	Dieses Produkt wurde mit Ethylen-Oxid sterilisiert / This product was sterilized with ethylene oxide	STERILE EO
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only	
Hinweis / Note	Dieses Produkt darf nicht erneut sterilisiert werden / This product must not be sterilized again	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.