

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision  
2021-04

## ABE® Last

Unsere elastische Fixierbinde mit glatter Struktur/  
Our elastic fixation bandage with a smooth structure



### Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1409	Ca. 4 m x 4 cm	20 Stück pro Packung; 28 Packung pro Karton / 20 pc per package; 28 packages per carton	04853248
1410	Ca. 4 m x 6 cm	20 Stück pro Packung; 24 Packung pro Karton / 20 pc per package; 24 packages per carton	01364282
1411	Ca. 4 m x 8 cm	20 Stück pro Packung; 20 Packung pro Karton / 20 pc per package; 20 packages per carton	04853260
1412	Ca. 4 m x 10 cm	20 Stück pro Packung; 15 Packung pro Karton / 20 pc per package; 15 packages per carton	04853277
1413	Ca. 4 m x 12 cm	20 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 20 pc per package; 6 packages per carton	04853283

### Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Zur Fixierung von Wundauflagen, zur Befestigung von Stützschiene und als leichter Stütz- und Kompressionsverband, zur Ruhigstellung der verletzten Körperteile und Gliedmaßen, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / For the fixation of wound dressings, for the fixation of support splints and as a light support and compression bandage, for immobilization of the injured body parts and limbs, non-sterile, for single use only
Inhaltsstoffe / Ingredients	54 % Polyester, 46 % Viskose / 54 % Polyester, 46 % viscose
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

---

**Regulatorische Information / regulatory information**

---

Kategorie /  
Category Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 /  
Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745



Code nach UMDNS /  
UMDNS Code 10-031 Klebebänder, selbstklebend, hypoallergen /  
10-031 Tapes, Adhesive, Hypoallergenic

Qualitätszertifikat /  
Quality Certificates EN ISO 13485:2016

---

**Wichtiger Hinweis:** Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).

**Important Note:** Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage [www.meditrade.de](http://www.meditrade.de).