

TECHNISCHES DATENBLATT



INKONTINENZPANTS

SENI ACTIVE TRIO



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzpants für Menschen mit schwerer Harninkontinenz. Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz. Elastisches Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Nässeindikator- die bedruckte schwarze Aufschrift, verblasst beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Atmungsaktive Außenschicht. Entsorgungsklebestreifen im hinteren Teil.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff, Verteilungsvliesstoff (EDS), dampfdurchlässige Folie, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, Superabsorber, Klebeband vom Typ Z.

III. ABMESSUNGEN*

Größe	Gesamtlänge [mm]*	Länge Saugkern [mm]*	Gesamtbreite [mm]*	Breite Saugkern [mm]* (Vorne – Mitte – Hinten)	Taillenumfang [cm]
Medium	810	510	660	160-100-160	80-110
Large	870	510	770	160-100-160	100-135
Extra Large	920	510	890	160-100-160	120-160

* Abweichung: +/- 10 mm.

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Medium	94,0	2500	1100
Large	97,8	2500	1100
Extra Large	101,7	2500	1100

V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transportverpackung
Medium	SE-096-ME10-A03	10	8	24	Karton
Large	SE-096-LA10-A03	10	8	24	Karton
Extra Large	SE-096-XL10-A03	10	6	28	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von oben mit einer Folienhaube und von unten mit einer Zwischenlage aus Pappe oder Folie geschützt.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Inkontinenzpants in Originalverpackungen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Justyna Dziwulska,
Senior-Fachfrau für Technologie

genehmigt: Magdalena Cwiertnia,
Leader der Technologie von Inkontinenzprodukten

Erstellungsdatum des Dokuments: 28.03.2024