

TECHNISCHES DATENBLATT



INKONTINENZVORLAGEN

SENI SAN FOR MEN



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen für Männer mit schwerer Harninkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn (nach innen gerichtet) schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Doppelter Nässeindikator - die Anzeige ändert sich beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes. Der Aufdruck verblasst und schwimmt. Die gelben Streifen verändern ihre Farbe in Blau- Grün. Atmungsaktive Außenschicht.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, dampfdurchlässiges weißes Laminat mit einem Aufdruck, hydrophiler Außenvliesstoff, Ausbreitungsvliesstoff (EDS), hydrophober Vliesstoff, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, natürliches Grünteeextrakt.

III. ABMESSUNGEN*

Größe	Gesamtlänge [mm]	Länge des Saugkerns [mm]		Gesamtbreite [mm] (Vorderteil – Mittelteil – Hinterteil)	Breite des Saugkerns [mm] (Vorderteil – Mittelteil – Hinterteil)
		oben	unten		
Seni San for Men	690	390	610	380-230-335	330-170-290

* Maßtoleranz: +/- 10 mm

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Seni San for Men	109,9	2450,0	770,0

V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transportverpackung
Seni San for Men	SE-093-FM30-G01	30	2	30	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie, von oben mit einer Folienhaube, von unten dagegen mit einer Folienhaube oder einer Zwischenlage aus Pappe.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die anatomischen Vorlagen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.
Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 17.11.2022