

TECHNISCHES DATENBLATT



EINLAGEN FÜR FRAUEN

SENI LADY SLIM
SENI LADY



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seni Lady Slim/Seni Lady Einlagen sind zum Schutz bei Harninkontinenz / Tröpfcheninkontinenz. Die Einlagen sind für die leichte und mittlere Inkontinenz bestimmt. Anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht (außer: Micro) und perforierte Vlieschicht (Prägung) sorgen für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn nach innen gerichtet (außer: Micro). Atmungsaktive Außenschicht.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, dampfdurchlässiges Laminat, hydrophiler Vliesstoff, hydrophober Vliesstoff (außer Größe Micro), Verteilungsvliesstoff (außer Größe Micro), Elastomerband (außer Größen Micro, Mini, Mini Plus, Normal), Elastomergarn (außer Größe Micro), Schmelzklebstoffe, silikonisiertes Papier, wasserverdünnbare Farbe.

III. ABMESSUNGEN*

Größe	Gesamtlänge [mm]*	Länge des Saugkerns [mm]*	Gesamtbreite [mm]**		Breite des Saugkerns [mm]**	
			(Vorderteil – Mittelteil – Hinterteil)			
(Slim) Micro	185	167	72-59-72		58-45-58	
(Slim) Mini	225	205	95-80-95		75-60-75	
(Slim) Mini Plus	255	225	100-85-100		80-65-80	
(Slim) Normal	280	245	105-90-105		85-70-85	
(Slim) Extra	295	265	130-110-140		100-75-110	
Extra Plus	330	295	140-115-150		110-80-115	
Super	370	335	165-130-180		130-90-145	
Plus	420	380	185-145-205		145-105-165	

* Maßtoleranz: +/- 3 mm (Micro); Maßtoleranz: +/- 5 mm (Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Plus).

** Maßtoleranz: +/- 1 mm (Micro); Maßtoleranz: +/- 5 mm (Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Plus).

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (nach ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich NAFC
(Slim) Micro	2,85	60	30
(Slim) Mini	8,1	200	70
(Slim) Mini Plus	9,9	260	115
(Slim) Normal	12,1	350	150
(Slim) Extra	15,7	470	200
Extra Plus	22,2	590	220
Super	31,8	800	320
Plus	36,6	950	370

V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transportverpackung
(Slim) Micro	SE-095-MC20-DE1	20	16	128	Karton
(Slim) Mini	SE-095-MI20-DE2	20	20	50	Karton
(Slim) Mini Plus	SE-095-MP20-DE1	20	30	30	Karton
(Slim) Normal	SE-095-NO20-DE1	20	18	45	Karton
(Slim) Extra	SE-095-EX15-DE1	15	24	30	Karton
Extra Plus	SE-095-EP15-DE1	15	20	24	Karton
Super	SE-095-SU15-DE1	15	16	24	Karton
Plus	SE-095-PL15-DE1	15	16	24	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Folienhaube geschützt.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Einlagen in Originalverpackungen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate

erstellt: Marta Stachlewska,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Magdalena Ćwiertnia,
Leader der Technologie von Inkontinenzprodukten

Erstellungsdatum des Dokuments: 30.04.2024