

TECHNISCHES DATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX SOFT



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen und anatomischen Inkontinenzeinlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßig dichte und nahtlose Gewebefindung. Ideal zum mehrmaligen Gebrauch: bis 50-mal (+/- 10) waschbar bei 60°C. Größenmarkierungen durch farbige Streifen im Bund: Medium – blau, Large – braun, X-Large – grün, 2X- Large – orange.

II. ROHSTOFFE

Polyester (96%), Elasthan (4%).

III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]**	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	17,5	230	250	75-115	45-65
Large	19,0	250	270	85-125	50-70
X-Large	20,5	270	285	95-140	55-75
2X-Large	22,0	290	300	100-150	60-80

* Toleranz: +/- 2,5 g

** Maßtoleranz: +/- 20 mm

IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	SE-092-ME25-FS1	25	4	80	Karton
Large	SE-092-LA25-FS1	25	4	80	Karton
X-Large	SE-092-XL25-FS1	25	4	72	Karton

2X-Large	SE-092-2X25-FS1	25	4	64	Karton
----------	-----------------	----	---	----	--------

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die elastischen Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VI. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 14.02.2022
