


TECHNISCHES DATENBLATT



EINLAGEN FÜR MÄNNER

SENI MAN



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Inkontinenzeinlagen für Männer mit sehr leichter, leichter bis mittlerer Harninkontinenz. Anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber (außer Gr. Light Level 1 u. Gr. Super Level 5). Atmungsaktive Außenschicht. Für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern sorgt die spezielle EDS-Schicht und seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn oder die seitlichen Falten mit Garn (außer Gr. Light Level 1 u. Gr. Super Level 5) oder Seitenfalten mit elastischem Garn (Gr. Super Level 5). Atmungsaktive Außenschicht. Klebestreifen zur Befestigung.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, dampfdurchlässiges Laminat, hydrophiler Vliesstoff (außer Größe Super Level 5), Verteilungsvliesstoff (außer Größen Light Level 1 und Super Level 5), hydrophiler und hydrophober Vliesstoff (Größe Super Level 5), Polyurethanschaum (außer Größe Super Level 5), Elastomergarn (Größe Super Level 5), Schmelzklebstoffe, silikonisiertes Papier.

III. ABMESSUNGEN*

Größe	Gesamtlänge [mm]*	Länge des Saugkerns [mm]*	Gesamtbreite* [mm]**/* für Super Level 5 (an der breitesten Stelle)	Breite des Saugkerns [mm]**/* für Super Level 5 (an der breitesten Stelle)
Light Level 1	180	160	140	120
Normal Level 2	235	205	190	160
Extra Level 3	270	240	225	195
Extra Plus Level 4	270	240	225	195
Super Level 5	400	320	90	90

* Maßtoleranz: +/- 5 mm

** Maßtoleranz: +/- 3 mm

IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (nach ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (NAFC)
Light Level 1	5,8	150	54
Normal Level 2	11,0	300	95
Extra Level 3	17,1	500	170
Extra Plus Level 4	24,7	700	230
Super Level 5	32,0	870	280

V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Art der Transportverpackung
Light Level 1	SE-095-1L15-001	a'15	18	72	Karton
	SE-095-1L01-001	a'1	300	56	Karton
Normal Level 2	SE-095-2L15-001	a'15	16	60	Karton
	SE-095-2L01-001	a'1	150	56	Karton
Extra Level 3	SE-095-3L15-001	a'15	16	40	Karton
	SE-095-3L01-001	a'1	200	30	Karton
Extra Plus Level 4	SE-095-4L15-001	a'15	12	40	Karton
	SE-095-4L01-001	a'1	150	30	Karton
Super Level 5	SE-095-5L15-001	a'15	9	36	Karton
	SE-095-5L01-001	a'1	170	24	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Folienhaube geschützt.

VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Produkte in Originalverpackungen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 36 Monate (Light Level 1, Normal Level 2, Extra Level 3, Extra Plus Level 4)

60 Monate (Super Level 5)

erstellt: Marta Piątkowska, Technologe

genehmigt: Tomasz Przybylski, Direktor für Technologie

Erstellungsdatum des Dokuments: 04.01.2024