


TECHNISCHES DATENBLATT



FIXIERHOSEN

SENI FIX COMFORT LADY



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die elastischen Fixierhosen sind zum Fixieren von Vorlagen und anatomischen Einlagen bei Personen mit Harn- und/oder Stuhlinkontinenz geeignet. Gleichmäßig dichte und nahtlose Gewebebindung. Erhältlich in hautfarben und schwarz. Ideal für den mehrmaligen Gebrauch: bis 100-mal (+/- 20) waschbar bei 60°C.

II. ROHSTOFFE

Polyester (97%), Elasthan (3%).

III. EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g]*	Gesamtlänge [mm]**	Gesamtbreite [mm]**	Empfohlener Taillen-/Hüftumfang [cm]	Empfohlener Oberschenkelumfang [cm]
Medium	30,0	220	270	70-120	45-65
Large	32,0	240	300	75-130	50-70

* Toleranz: +/- 2 g;

** Maßtoleranz: +/- 20 mm;

IV. LOGISTIKDATEN

Größe	Farbe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Kartons auf einer Palette	Transportverpackung
Medium	hautfarben	SE-092-ME02-LN3	2	8	180	Karton
	schwarz	SE-092-ME02-LB3	2	8	180	Karton
Large	hautfarben	SE-092-LA02-LN3	2	8	180	Karton
	schwarz	SE-092-LA02-LB3	2	8	180	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Zwischenlage aus Papier geschützt.

V. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Fixierhosen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit $\leq 70\%$ aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VI. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

erstellt: Monika Landratkiewicz,
Fachfrau für Technologie

genehmigt: Tomasz Przybylski,
Prokurist/ Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 11.02.2022
