

# TECHNISCHES DATENBLATT



## INKONTINENZVORLAGEN

### SENI SAN



## I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen sind für den Schutz bei Inkontinenz bestimmt. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff (Seni San Prima - ein Saugkissen) mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn (nach außen gerichtet) im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Haftender Feuchtigkeitsindikator – zwei gelbe Streifen, die unter Flüssigkeitseinfluss die Farbe in blau-grün ändern. Atmungsaktive Außenschicht.

## II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, dampfdurchlässiges weißes Laminat mit einem Aufdruck, Hydrophiler und hydrophober Vliesstoff, Ausbreitungsvliesstoff (EDS), hydrophober Vliesstoff, Elastomergarn, Schmelzklebstoffe, natürliches Grünteeextrakt.

## III. ABMESSUNGEN\*

Größe	Gesamtlänge [mm]	Länge des Saugkerns [mm]		Gesamtbreite [mm]	Breite des Saugkerns [mm]
		oben	unten		
Prima	540	-	480	320	240-120-260
Normal	625	370	580	320	240-120-260
Uni	625	370	580	320	240-120-260
Regular	690	400	610	370	290-170-330
Maxi	690	400	610	370	290-170-330
Plus	690	400	610	370	290-170-330
Regular Extra	750	450	660	390	310-170-350
Plus Extra	750	450	660	390	310-170-350

\* Maßtoleranz: +/- 10 mm

## IV. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Größe	Masse [g], mindestens	Saugfähigkeit [g], mindestens (nach ISO 11948-1)	Retention [g] durchschnittlich (nach NAFC)
Prima	47,6	1100	240
Normal	55,7	1300	410
Uni	78,3	1800	550
Regular	66,6	1500	420
Maxi	102,4	2400	740
Plus	123,0	2800	950
Regular Extra	101,2	2400	630
Plus Extra	127,1	3500	1000

## V. LOGISTIKDATEN

Größe	Index	Einzelverpackung [Stck.]	Anzahl der Einzelverpackungen in der Transportverpackung	Anzahl der Transportverpackungen auf einer Palette	Transportverpackung
Prima	SE-093-PR30-G01	30	4	30	Karton
	SE-093-NO10-G01	10	8	32	Karton
Normal	SE-093-NO30-G01	30	4	28	Karton
	SE-093-UN10-G01	10	8	32	Karton
Uni	SE-093-UN30-G01	30	4	24	Karton
Regular	SE-093-RE30-G01	30	4	20	Karton
	SE-093-MA10-G01	10	8	24	Karton
Maxi	SE-093-MA30-G01	30	4	20	Karton
Plus	SE-093-PL10-G01	10	6	28	Karton
	SE-093-PL30-G01	30	2	30	Karton
Regular Extra	SE-093-RX30-G01	30	3	16	Karton
Plus Extra	SE-093-PX30-G01	30	3	16	Karton

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie, von oben mit einer Folienhaube, von unten dagegen mit einer Folienhaube oder einer Zwischenlage aus Pappe.

## VI. EMPFOHLENE LAGERBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die anatomischen Vorlagen in einem trockenen und luftigen Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit  $\leq 70\%$  aufzubewahren. Die Verpackungen müssen intakt bleiben, in Stretchfolie eingewickelt sein, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

## VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

**erstellt:** Monika Landratkiewicz,  
Fachfrau für Technologie

**genehmigt:** Tomasz Przybylski,  
Prokurist/Stellv. Direktor Produktion und Innovation

Erstellungsdatum des Dokuments: 12.05.2023