

TECHNISCHES DATENBLATT



EINLAGEN FÜR FRAUEN

SENI LADY SUPER NIGHT



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seni Lady Super Night Einlagen sind zum Schutz bei Harninkontinenz / Tröpfcheninkontinenz, speziell für die Anwendung in der Nacht. Anatomisch geformtes Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Der hintere Bereich der Einlage, ist für die nächtliche Anwendung breiter geformt. Die spezielle EDS-Schicht und perforierte Vliesschicht (Prägung) sorgen für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn nach innen gerichtet. Atmungsaktive Außenschicht. Mit Papier gesicherter Klebestreifen zum Befestigen des Produktes an der Unterwäsche.

II. ROHSTOFFE

Zellulose, Superabsorber, hydrophiles Oberflächenlaminat, dampfdurchlässiges Laminat, Elastomerband, Schmelzklebstoffe, silikonisiertes Papier, Präbiotika.

III. ABMESSUNGEN

Größe	Gesamtlänge [mm]*	Länge des Saugkerns [mm]*	Gesamtbreite [mm]* (vorne – mittig – hinten)	Breite des Saugkerns [mm]* (vorne – mittig – hinten)
Super Night	370	335	140-120-180	110-84-150

* Toleranz der Abmessungen: +/- 5 mm.

IV. EIGENSCHAFTEN

Größe	Gewicht [g] nicht weniger als	Absorptionsfähigkeit [g] nicht weniger als (gemäß ISO 11948-1)	Retention [g] Durchschnitt NAFC
Super Night	36,5	1000	420

V. LOGISTIK

Größe	Index	Menge Stück in Verpackung	Menge VE in Transportverpackung	Menge Karton auf Palette	Transportverpackung
Super Night	SE-095-SN12-P01	12	12	30	Karton
	SE-095-SN12-EU1	12	12	30	Karton
	SE-095-SN15-DE1	15	12	30	Karton

Europalette mit dem Produkt, in der Höhe durchgehend mit Stretchfolie und unten mit Folienhaube gesichert.

VI. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Es wird empfohlen, die Inkontinenzeinlagen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ≤70 % in der Originalverpackung zu lagern. Die Transportverpackung muss intakt bleiben, mit Stretchfolie umwickelt, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

VII. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt, Klasse I.

Haltbarkeit: 60 Monate.

Erstellt von: Marta Stachlewska,
Fachfrau für Technologie

Freigegeben von: Magdalena Ćwiertnia, Leiterin Technologie
für Inkontinenzprodukte

Datum: 19. September 2024