

PRODUKTBLATT



SENI CARE SCHUTZSERVIETTEN



I. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Einweg-Schutzservietten Seni Care werden zum Schutz der Kleidung während der Nahrungsaufnahme und bei hygienischen Maßnahmen empfohlen. Sie verfügen über eine Schutztasche, die umgestülpt werden muss.

II. ZUSAMMENSETZUNG

Laminat (Seidenpapier+ Folie + Klebstoff).

III. LOGISTIKDATEN

Produkt	Schutzservietten	Schutzservietten
Artikelnummer	SE-981-S010-001	SE-981-SLIN-001
Maße des einzelnen Tuchs	600±10mm x 400±10mm	600±10mm x 400±10mm
Stück in Verpackung	10	100
Menge Verpackung/ Karton	60	6
Menge Karton/Palette	54	54

Die Europalette mit dem Produkt ist auf der gesamten Höhe mit Stretchfolie sowie von unten und oben mit einer Folienhaube geschützt.

IV. LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN

Die Schutzservietten sollten in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5°C bis 35°C und einer Luftfeuchtigkeit unter 70% gelagert werden. Die Verpackung muss intakt bleiben und in Stretchfolie eingewickelt werden, um Staub, andere Verunreinigungen und Fremdgerüche zu vermeiden.

V. SONSTIGES

CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I.

Haltbarkeit: **60 Monate**

erstellt von:
Aleksandra Ankiewicz, Technologin

genehmigt von:
Tomasz Przybylski Technischer Direktor

Erstellungsdatum des Dokuments: 20.06.2022 (PL)